



## Medicom® SafeSeal® Quattro

Rolle 200 m, 150 mm



Artikelnr.: 217512  
Hersteller: Medicom  
Gewicht: 3.165 kg  
Höhe: 150 mm  
Breite: 200 mm  
Länge: 200 mm

**€ 56,69**

Zzgl. MwSt.

**Rolle** 200 m, 150 mm

Sterilisationsschlauch für die Dampf- und Gassterilisation mit besonders reißfester Mehrschichtfolie aus Polypropylen/Polyethylen. Die transparente, blau eingefärbte Folie erleichtert sowohl die Sicht auf die Instrumente als auch das Erkennen von Einstichen oder Rissen in der Folie. Mit Innen- und Außenindikator.

- *Medicom® SafeSeal® Quattro Sterilisationsschlauch* - flach
- MD Class I
- Made in EU

Die Schläuche gibt es in unterschiedlichen Breiten. Die erforderliche Länge der einzelnen Verpackung wird von der Rolle abgeschnitten. Danach wird zunächst eine Seite des Schlauches versiegelt, anschließend das Sterilgut eingebracht und dann die zweite Seite versiegelt. Zum Versiegeln ist ein medizinisches Folienschweißgerät erforderlich.

- **Beschaffenheit** - Sichert die Sterilität des Inhalts
- **Durchlässigkeit** - Ermöglicht das Eindringen von Dampf
- **Drapierbarkeit** - Passt sich den Konturen des Inhaltes gleichmäßig an
- **Durchstichfestigkeit** - Vermeidet Defekte durch scharfe Instrumente
- **Reißfestigkeit** - Verhindert das Zerreißen
- **Transparenz** - Macht den Inhalt sichtbar und lässt Perforationen erkennen