



Skalpellingenthaler LS-Passion

Stück Rund



Artikelnr.: 217567
Hersteller: Carl Martin
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 47 mm
Länge: 230 mm

€ 34,90

Zzgl. MwSt.

Stück Halter rund

LiquidSteel-Passion ist unser Auftakt in eine neue Ära von Design, Ergonomie, Schärfe und Langlebigkeit von Handinstrumenten.

Ein spezieller HIGH-TECH-STAHLE mit einer Härte von bis zu 60HRC zeichnet sich durch hohe Abriebbeständigkeit, Schnitthaltigkeit und außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit aus.

Eingehende Materialtests in einem zertifizierten Labor sowie Testreihen in Zahnarztpraxen und Universitäten – national wie international – bestätigen eine hervorragende Longlife Performance. Nachschleif-Intervalle insbesondere bei Küretten und Scaler werden deutlich verlängert werden. Die speziell angeordneten und geformten Griffmulden optimieren Haptik, Taktilität und fördern ein ermüdungsfreieres Arbeiten.

Angepasste glatte Oberflächen, an unsere seit vielen Jahren bestehende LiquidSteel Serie, ermöglichen eine optimale Reinigung.

Das LiquidSteel-Passion-Sortiment umfasst aktuell unsere gängigen GRACEY-Küretten – Standard und MIKRO, Scaler, Zahn- und Parodontalsonden, Raspatorien, Skalpellingenthaler und Mundspiegelgriffe.

Geeignet für alle gängigen Aufbereitungsverfahren.

ALLES FEST IM GRIFF mit der neuen Pad3 Grifftechnik.

Spezielle Fingermulden sorgen für optimierte Haptik, Taktilität und sichere Führung des Instruments bei reduziertem Kraftaufwand.

HIGH-TECH Edelstahl mit sehr hoher Härte.

Enorme Schärfe für einen dauerhafteren Einsatz (Verringerung der Nachschleif-Intervalle).