



GC Fuji PLUS (EWT)

Packung 15 g Pulver A3



Artikelnr.: 21773
Hersteller: GC
Gewicht: 0.071 kg
Höhe: 91 mm
Breite: 43 mm
Länge: 48 mm

€ 58,08

Zzgl. MwSt.

Packung 15 g Pulver A3

Fuji PLUS ist ein kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement, der für eine konsequent stressfreie Zementierung bei routinemäßigen Kronen- und Brückenrestorationen sorgt. *GC Fuji PLUS (EWT)* bietet eine längere Verarbeitungszeit zur Befestigung großspanniger Brücken, Kombinationsarbeiten und mehrerer Restaurationen in einem Arbeitsschritt.