

SprintRay Pro95/95S Tank

Stück



Artikelnr.: 217746

Hersteller: SprintRay Europe GmbH

Gewicht: 1.21 kg

Höhe: 85 mm

Breite: 225 mm

Länge: 340 mm

€ 267,27

Zzgl. MwSt.

Stück Harztank

Der Resin Tank ist das Herzstück der Geschwindigkeit von *SprintRay Pro 95S*. Ohne den Tank sind Drucke nicht möglich. Wir empfehlen für jedes Material einen separaten Tank zu verwenden. So kann nahtlos zwischen den Materialien gewechselt werden und aufwendiges Reinigen des Tanks entfällt.

- Eine Tankabdeckung inklusive
- Vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung lesen