



SprintRay EU Denture Base

Flasche 1 kg orange pink



Artikelnr.: 217764
Hersteller: SprintRay Europe GmbH
Gewicht: 1.115 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 260 mm
Länge: 350 mm

€ 315,71

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg Kunststoff orange pink

Digitaler Zahnersatz kann die Anzahl der für die Einsetzung von Zahnersatz erforderlichen Terminen reduzieren. *SprintRay EU Denture Base* Resin ist ein biokompatibles Resin für die generative Herstellung von Prothesenbasen. *SprintRay EU Denture Base* ist in den Farben Orange Pink, Light Pink & Deep Pink erhältlich.