



SprintRay EU Temporary Crown & Teeth

Flasche 1 kg B2



Artikelnr.: 217777
Hersteller: SprintRay Europe GmbH
Gewicht: 1.155 kg
Höhe: 260 mm
Breite: 260 mm
Länge: 350 mm

€ 370,26

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg Kunststoff B2

Die *SprintRay EU Crown & Teeth* Resin Serie sind biokompatible Resine für die Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken, sowie für den temporären Einsatz im Frontzahnbereich. Das *SprintRay EU Material Temporary Crown & Teeth* Resin ist durch seine Materialeigenschaften auch hervorragend für Langzeitprovisorien geeignet.

- Langzeitprovisorien
- Prothesenzähne
- Schnelle Fertigung