



GERL.

SmartLite® Pro EndoActivator™

Introkit Handstück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 217793

Hersteller: Dentsply Sirona

Gewicht: 1.332 kg

Höhe: 117 mm

Breite: 206 mm

Länge: 356 mm

€ 1.051,14

Zzgl. MwSt.

Introkit Handstück inklusive Aufsatz, 2 Akkus, Ladestation, Zubehör-Box (Netzstecker, AU-, EU-, UK-Adapter, USB-Kabel), 1 Gebrauchsanweisung, 1 Technikkarte, 100 Schutzhüllen, 75 Tips (25 x small, 25 x medium, 25 x medium long)

Das modulare System SmartLite® Pro unterstützt eine Vielzahl von klinischen Verfahren. Mit dem EndoActivator™ Aufsatz erweitern wir das modulare System der SmartLite® Pro.

- Der neue EndoActivator Aufsatz fördert die Effektivität der Reinigung
- Der Lichthärtungsaufsatz mit moderner Optik sorgt für verlässliche klinische Resultate
- Der Transilluminationsaufsatz hilft, approximale Karies und Fakturierungen zu erkennen und leuchtet endodontische Zugangskavitäten aus

Die Aufsätze sind durch eine einfache Klickverbindung schnell zu wechseln und können während der Anwendung um 360 Grad gedreht werden. Die flexiblen Tips, zur Einmalverwendung, gibt es in drei Größen. Passende Schutzhüllen komplementieren das Sortiment. Kunden, die schon eine SmartLite® Pro besitzen, haben die Möglichkeit den EndoActivator™ als Ergänzung zu erwerben. Diese beinhaltet den EndoActivator™ Aufsatz sowie Einmal Aufsätze in verschiedenen Größen.