



gigazyme® X-tra

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 217880

Hersteller: schülke

Gewicht: 5.721 kg

Höhe: 250 mm

Breite: 148 mm

Länge: 190 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Enzymbasierter Hochleistungsreiniger mit desinfizierender Basiswirkung zur Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.

- Exzellente Reinigungsleistung
- Mikrobiologische Wirksamkeit für aktiven Personal- und Umgebungsschutz
- Für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet
- Sehr gute Materialverträglichkeit