



GC OPTIGLAZE® Lack

Flasche 15 ml Lack



Artikelnr.: 21792
Hersteller: GC
Gewicht: 0.035 kg
Höhe: 78 mm
Breite: 37 mm
Länge: 42 mm

€ 48,81

Zzgl. MwSt.

Flasche 15 ml Lack

GC OPTIGLAZE - nanogefüllter, lichthärtender Schutzlack für laborgefertigte Composite- und Acryl-Restauration. Der neuartige nanogefüllte polymerisierende Schutzlack von GC EUROPE ermöglicht in nur zwei kurzen Arbeitsschritten lang anhaltenden Glanz, eine harte abrasionsfeste Oberfläche sowie einen dauerhaften und sicheren Verbund zum Kunststoff.

Kurz: Auftragen - Lichthärten - Hochglanz!