



PATTERN RESIN LS

Nachfüllpackung 262 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 21797
Hersteller: GC
Gewicht: 0.688 kg
Höhe: 183 mm
Breite: 98 mm
Länge: 102 mm

€ 61,73

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 262 ml Flüssigkeit

Modellierkunststoff für Teleskop- und Konuskronen, Geschiebearbeiten, Klebebrücken, Palatinalbügel, Klammern usw. Minimale Schrumpfung. Ausgezeichnete Festigkeit und kurze Abbindezeit. Keine Verformung dünnwandiger Köppchen. Verbrennt rückstandslos. Die Low Shrinkage Flüssigkeit minimiert die Schrumpfung noch einmal bis zu 50 %.