



GC Stellavest®

Flasche 900 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 21800

Hersteller: GC

Gewicht: 1.257 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 85 mm

Länge: 86 mm

€ 23,93

Zzgl. MwSt.

Flasche 900 ml Flüssigkeit

Schnell und langsam aufheizende, phosphatgebundene Einbettmasse mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum für alle Dentallegierungen bei hoher Präzision. Auch ringlos zu verarbeiten. Kostengünstige, wirtschaftliche Alternative, glatte Oberfläche, gutes Ausbetten, sehr robust.