



Protemp™ Crown

Trial Kit 16 Kronen, 10 Kronenmesslehren, 1 Anleitung



Artikelnr.: 21814

Hersteller: Solventum Dental Solutions

Gewicht: 0.112 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 162 mm

Länge: 170 mm

€ 106,93

Zzgl. MwSt.

Trial Kit 16 Kronen (3 x oberer Molar L, 3 x oberer Molar S, 2 x unterer Molar L, 2 x unterer Molar S, 2 x oberer Prämolare L, 2 x oberer Prämolare S, 2 x unterer Prämolare), 10 Kronenmesslehren, 1 Anleitung

3M™ Protemp™ Crown Temporäre Krone ist die weltweit erste vorgefertigte und formbare Krone und ermöglicht die Erstellung einer provisorischen Einzelzahn-Krone in 4 Minuten oder auch weniger. Damit arbeiten Sie bis zu zweimal schneller als mit einem Automix- oder Pulver-Flüssigkeits-System.

- Wird bei temporären Seitenzahnkronen verwendet und bietet eine vorgefertigte anatomische Form, hohe Passgenauigkeit und exzellente Festigkeit. Weder Abformung noch Anlegen einer Matrize sind erforderlich
 - Außergewöhnliche Festigkeit – auch für Langzeit-Provisorien geeignet
 - Einzigartige Lösung – auf Implantaten und im Rahmen von digitalen Prozessen
 - Einfach und ästhetisch
 - Schnell: Bis zu 50 % verringerte Herstellzeit bei Einzelzahnprovisorien
 - Erhältlich in einer Farbe und 9 vorgefertigten Größen
-
- Einzelkronen im Seitenzahnbereich
 - Langzeitprovisorien
 - Provisorien auf Implantaten
 - Digitale Abformung