

WAMIX-Economy

Stück Vakuum-Anrührgerät inklusive Becher 350 ml, Wandmontage-Set



Artikelnr.: 218410
Hersteller: Wassermann Dental-Maschinen
Gewicht: 10.019 kg
Höhe: 340 mm
Breite: 340 mm
Länge: 500 mm

€ 1.563,15

Zzgl. MwSt.

Stück Vakuum-Anrührgerät inklusive Becher 350 ml, Wandmontage-Set

- Einfache Bedienung
- Garantiert homogene Mischergebnisse bei allen Gippsorten, Einbettmassen und Silikonen
- Belüftung des Bechers erfolgt erst nach Bestätigung, Nachvakuum reduziert Gaseinschlüsse zusätzlich
Automatischer Mischvorgang beim Ansetzen des Mischbechers
- Geeigneter Motor zum vereinfachten Ansetzen des Mischbechers, komfortable Einhandbedienung, optimale
Rührergebnisse
- Flexibel als Wand- und Tischgerät einsetzbar, Tischstativ als Zubehör erhältlich
- Wassermann - Qualität MADE IN GERMANY seit 1927
- Konstruiert für lange Lebensdauer
- Hochwertige Verarbeitung, aus Metall gefertigt
- Höchst wartungs- und verschleißarm
- Einfache Reinigung durch pflegeleichte Oberflächen: Edelstahl-Elemente und/oder robuste
Kunststoffpulverbeschichtung