



DTE ZEG-Spitzen

Stück GD1 Gewinde DTE ähnlich zu Satelec/NSK



Artikelnr.: 218515
Hersteller: DTE
Gewicht: 0.013 kg
Höhe: 1 mm
Breite: 4 mm
Länge: 7 mm

€ 29,90

Zzgl. MwSt.

Stück Spitze GD1 Gewinde DTE ähnlich zu Satelec/NSK

GD1: Funktion: Entfernung von supragingivalen Konkrementen in allen Quadranten.

GD4: Funktion: Behandlung von Zahnzwischenräumen und supragingivales Scaling.

GD5: Funktion: Behandlung von simplen Fällen, grobes supragingivales Scaling.

GD6: Funktion: Entfernung großer voluminöser supragingivaler Konkremente. Anwendung: Tragen Sie die Konkremente mit dem flachen Ende des Instrumentes ab.

GD10 Funktion: Behandlung von simplen Fällen, grobes supragingivales Scaling.

Eine Übersicht über die Spitzen finden Sie in unserem Katalog: <https://gerl-dental.de/zeg-katalog>