



## DTE ZEG-Spitzen

Stück GD4 Gewinde DTE ähnlich zu Satelec/NSK

---



Artikelnr.: 218517  
Hersteller: DTE  
Gewicht: 0.013 kg  
Höhe: 1 mm  
Breite: 4 mm  
Länge: 7 mm

**€ 29,90**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Spitze GD4 Gewinde DTE ähnlich zu Satelec/NSK

GD1: Funktion: Entfernung von supragingivalen Konkrementen in allen Quadranten.

GD4: Funktion: Behandlung von Zahnzwischenräumen und supragingivales Scaling.

GD5: Funktion: Behandlung von simplen Fällen, grobes supragingivales Scaling.

GD6: Funktion: Entfernung großer voluminöser supragingivaler Konkremente. Anwendung: Tragen Sie die Konkremente mit dem flachen Ende des Instrumentes ab.

GD10 Funktion: Behandlung von simplen Fällen, grobes supragingivales Scaling.

Eine Übersicht über die Spitzen finden Sie in unserem Katalog: <https://gerl-dental.de/zeg-katalog>