



## Micro Opener

Packung 3 Stück 21 mm, ISO 10 lila, ISO 15 weiß, ISO 20 gelb, Taper 04

---



Artikelnr.: 218632  
Hersteller: Bondent  
Gewicht: 0.01 kg  
Höhe: 17 mm  
Breite: 75 mm  
Länge: 215 mm

**€ 13,80**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 Opener 21 mm, ISO 10 lila, ISO 15 weiß, ISO 20 gelb, Taper 04

Mikroöffner sind speziell für die mikroskopische Behandlung und für die Öffnung von Seitenzähnen konzipiert. Es baut einen glatten, flexiblen Weg zu den Seitenzähnen auf, was die Behandlungsleistung verbessert. Es ist in verschiedenen Längen und Modellen erhältlich: 21 mm bzw. #10, #15 und #20. Zertifizierung: Medizinische Klasse I, EG-Konformitätserklärung.