



## ScanPost

Stück AT TX 4.5/5.0 L



Artikelnr.: 218661  
Hersteller: Dentsply Sirona  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 75 mm

**€ 80,33**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück ScanPost AT TX 4.5/5.0 L

*ScanPost* ist zusammen mit einem geeignetem Scanbody ein Hilfsmittel zur intraoralen optischen Erfassung der Implantatlage. Eine konventionelle Abformung mittels Abformpfosten zur Übertragung in ein Gipsmodell wird damit überflüssig. *ScanPost* ist für verschiedene Implantatsysteme- und durchmesser erhältlich und kann bis zu 50 Mal angewandt werden. Je nach eingesetztem Kamerasystem sind separat erhältliche Scanbodies zu verwenden (Scanbodies für Omnicam oder Scanbodies for Bluecam). Für die definitive Versorgung ist eine TiBase mit der gleichen Namensextension zu verwenden.