



Diamanten 863

Packung 5 Stück blau mittel, HP, Figur 250 Flamme, 10 mm, ISO 025



Artikelnr.: 21918
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 31,61

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten blau mittel, HP, Figur 250 Flamme, Kopflänge: 10 mm, ISO 025

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- blauer Ring - mittel - 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- Modellgusstechnik, Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik
- Drehzahl ISO 012-025 - 50.000 U/min.