



Primeprint Splint ST

Kartusche 1.000 g



Artikelnr.: 219213
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 1.3 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 170 mm
Länge: 270 mm

€ 699,00

Zzgl. MwSt.

Kartusche 1.000 g Kunststoff Splint ST

- Lichthärtende Formulierung für den 3D-Druck von flexiblen Schienen.
- Farbe: klar-transparent
- Klar-transparente, flexible Schienen für angenehmen Tragekomfort.
- Breites Anwendungsspektrum, z.B. Aufbisschienen, Zahnschutz, Aufbissplatten.
- Mindestwandstärke: 0,8 mm.
- Die flexiblen Schienen sind äußerst pflegeleicht, leicht zu reinigen und zu polieren.
- Wellenlänge: 385 nm
- Medizinprodukt Klasse MDR IIa
- Medizinprodukt Klasse FDA II (beantragt)
- Flexibel und bruchfest
- Hoher, spannungsfreier Tragekomfort
- Mittlere Flexibilität
- Mittlere Härte
- Leicht zu polieren
- MMA-, THF-MA- und TPO-frei, geschmacksneutral

Für das Drucken von Primeprint Splint ST und SF wird die inLab CAM 22.3.1 benötigt. Diese beinhaltet für Primeprint die Firmwareversion und für die PPU die Firmwareversion, die ebenfalls für den Druck der neuen Materialien auf den Geräten installiert werden müssen.