



## smart Alginat cola braun

Beutel 450 g schnellhärtend, mit Colageschmack, braun



Artikelnr.: 219271  
Hersteller: smartdent  
Gewicht: 0.472 kg  
Höhe: 43 mm  
Breite: 194 mm  
Länge: 271 mm

**€ 7,50**

*Zzgl. MwSt.*

**Beutel** 450 g Alginat schnellhärtend, mit Colageschmack, braun

Schnellhärtendes, staubfreies Alginat der Spitzenklasse. Es ist besonders cremig und lässt sich blasenfrei Anmischen. Das Alginat cola hat eine exzellente Lesbarkeit der Konturen und ist bis zu 100 Stunden formstabil. Mit Cola-Geschmack. Farbe braun.