



Irrigation Needles

Packung 50 Stück 30G, 22 mm



Artikelnr.: 219303
Hersteller: Bondent
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 62 mm
Länge: 62 mm

€ 17,61

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Spülnadeln 30G, 22 mm

Die Spülnadel hat eine biegsame Doppelkanalseite mit geschlossenem Ende, die den hydraulischen Druck auf den Scheitelpunkt eliminiert und eine hervorragende Bewässerung gewährleistet. Es ist in zwei Größen erhältlich: 22 mm für Seitenzähne und 26 mm für Frontzähne. Zertifizierung: Medizinische Klasse I, EG-Konformitätserklärung

- Endo