



Megafill Flow CERAM

Spritze 2 g A3



Artikelnr.: 219420
Hersteller: MEGADENTA
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 27 mm
Breite: 27 mm
Länge: 155 mm

€ 6,62

Zzgl. MwSt.

Spritze 2 g Flow A3

Megafill Flow CERAM ist ein fließfähiges lichthärtendes röntgenopakes Microhybrid Composite. *Megafill Flow CERAM* besitzt die natürliche Fluoreszenz und wird in der Füllungstherapie bei Mikropräparationen und Zahnhalsdefekten, der erweiterten Fissurenversiegelung, der Fixierung und Reparatur von Composite- und Keramikrestorationen sowie zum Legen der ersten Zahnfüllschicht bei Compositorestorationen angewandt. Durch eine leicht thixotrope Konsistenz tropft *Megafill Flow CERAM* nicht und lässt sich punktgenau applizieren. Dabei wird eine hohe Standfestigkeit des Materials gewährleistet. Eine ausgewogene Transparenz und die Kombinierbarkeit mit Füllungsmaterialien, z.B. *Megafill MH CERAM* ermöglichen eine optimale Anwendungsbreite für *Megafill Flow CERAM*. Durch eine Matrix mit Microglass-Füller wird *Megafill Flow* hochglanzpolierbar und abrasionsfest. *Megafill Flow* wird in den gängigen Grundfarben angeboten.