



## Beutel mit Seitenfalte Typ B

Packung 10 x 50 Stück B 35-3P, 100 x 50 x 300 mm

---



Artikelnr.: 219495  
Hersteller: Steriking  
Gewicht: 2.882 kg  
Höhe: 140 mm  
Breite: 230 mm  
Länge: 320 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 10 x 50 Beutel B 35-3P, 100 x 50 x 300 mm

*Beutel* mit Seitenfalte für größere Gegenstände. Mit aufgedrucktem Prozessindikator für Dampf-, EO- und FO-Sterilisation. Beim Verschließen von Beuteln mit Seitenfalte dürfen an der Siegelkante keine Knitter entstehen. Beim Öffnen von Beuteln mit Seitenfalte muss darauf geachtet werden, dass an den Seitenfalten keine Risse entstehen.