



Pursept® -A Xpress S

Flasche 1 Liter Desinfektion



Artikelnr.: 219513
Hersteller: Merz Dental
Gewicht: 1.031 kg
Höhe: 205 mm
Breite: 103 mm
Länge: 101 mm

€ 11,64

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Desinfektion

Pursept®-A Xpress S gering alkoholische Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten und Flächen.

- Nach VAH Methoden begutachtet
- Pursept®-A Xpress S ist in der IHO-Desinfektionsmittelliste aufgeführt

Eigenschaften:

- Schnelle Wirksamkeit (ab 15 Sekunden)
- Gute Reinigungsleistung
- Sehr gute Materialverträglichkeit

- Zur Desinfektion empfindlicher Kommunikationsgeräte geeignet
- Dermatologisch getestet

Anwendungen:

- Geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.
- Geeignet zur Desinfektion von empfindlichen Kommunikationsgeräten, wie Smartphones und Tablets.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.