



Venus® Pearl PURE

Packung 20 x 0,2 g PLT medium



Artikelnr.: 220286
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.057 kg
Höhe: 32 mm
Breite: 80 mm
Länge: 110 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,2 g PLT medium

Venus® Pearl PURE Shades sind für Sie und Ihr Team einfach zu handhaben. Alltägliche Restaurationen gelingen ab sofort bequem und zuverlässig. Das Komposit mit seinem schlanken Farbportfolio überzeugt durch seine Standfestigkeit, die ein einfaches Ausarbeiten und Modellieren ermöglichen. Es eignet sich perfekt für die täglichen Restaurationsarbeiten in der Praxis.

- Direkte Restauration von Kavitäten der Klassen I-V (nach G.V. Black)
- Direkte Kompositveneers
- Ästhetische Korrekturen (z. B. Diastemata-Schluss, entwicklungsbedingte Defekte etc.)
- Schienung traumatisch oder parodontal bedingt gelockerter Zähne
- Fokus auf Kinderzahnheilkunde (Milchzahnrestorationen)
- Stumpfaufbau
- Reparaturen von Keramik- und Kompositrestaurationen (in Verbindung mit einem geeigneten Reparatursystem)