



Universal Extraoral Polishing & Shaping Kit

Kit 16 Instrumente, DSU21



Artikelnr.: 220304
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.68 kg
Höhe: 69 mm
Breite: 40 mm
Länge: 100 mm

€ 399,23

Zzgl. MwSt.

Kit 16 Instrumente, DSU21

Universelles, extraorales Bearbeitungs-Kit für Restaurationen. In Zusammenarbeit mit Dentsply Sirona hat MEISINGER ein universelles extraorales Polier- und Bearbeitungs-Kit entwickelt, um Zahnärzten und Zahntechnikern eine präzisere Arbeitsweise zu bieten, und das sich an ihre spezifischen Bedürfnisse anpasst. Ideales Polierkit für alle CAD/CAM Materialien. Enthalten sind die MEISINGER Twist Polierer, Diamanten und Hartmetallfräser zum Bearbeiten und Polieren verschiedener Restaurationen. Dieses Kit ist ideal für alle CAD/CAM-Materialien, einschließlich CEREC MTL™ Zirconia und CEREC Tessera™ von Dentsply Sirona. Auf einen Blick

- Intuitives Handling
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Makellose Ergebnisse