



## IMPRIMO® LC Splint comfort

Flasche 1 kg transparent

---



Artikelnr.: 220500  
Hersteller: SCHEU-DENTAL  
Gewicht: 1.16 kg  
Höhe: 50 mm  
Breite: 240 mm  
Länge: 360 mm

**€ 254,29**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche** 1 kg Kunststoff transparent

*IMPRIMO® LC Splint comfort* ist ein lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung von hartelastischen Schienen. Das Harz ist kompatibel mit DLP-, sowie MSLA-Systeme und Wellenlängen  $\lambda$  405 nm. Es bietet eine höhere Flexibilität und geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu harten Materialien. Das Material hat zudem einen durch Körpertemperatur induzierten Thermoeffekt und gewährleistet so höchsten Tragekomfort im Mund.

Vorteile:

- Präzise Herstellung von hartflexiblen Schienen
- Hohe Haltbarkeit durch geringe Bruchanfälligkeit
- Thermoeffekt und optimale Flexibilität für höchsten Tragekomfort im Mund