



GERL.

Sterican Kanüle grau G27 0,4x25mm Pa 100

Packung 100 Stück schwarz, G22, Ø 0,7 x 30 mm



Artikelnr.: 220733
Hersteller: B. Braun
Gewicht: 0.115 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 80 mm
Länge: 120 mm

€ 2,31

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen schwarz, G22, Ø 0,7 x 30 mm

- Mit Langschliff
- Nach ISO 7864 und DIN 13097
- Dünnwand-Kanüle
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- Spezial-Facetten-Langschliff
- Für schmerzarme Punktionen
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz
- Aus Polypropylen
- Farbcodiert nach ISO 6009