



## Drehmomentschlüssel

Stück blau



Artikelnr.: 220792  
Hersteller: DTE  
Gewicht: 0.034 kg  
Höhe: 58 mm  
Breite: 40 mm  
Länge: 40 mm

**€ 19,90**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Drehmomentschlüssel blau

220792

Drehmomentschlüssel blau für Ultraschallspitzen

- Passend für Woodpecker / DTE / Acteon / EMS Spitzen
- Thermodesinfizierbar, Autoklavierbar
- Ergonomische Bauform
- Aufgesteckt auf dem Instrument oder der Spitze kann dieser Schutz vor Verletzungen bieten
- Nicht zum Verbleib auf dem Instrument oder der Spitze beim PROPHY+ geeignet.

220793

Drehmomentschlüssel weiss für Ultraschallspitzen

- Passend für Woodpecker / DTE / Acteon / EMS Spitzen
- Thermodesinfizierbar, Autoklavierbar
- Kleine Bauform
- Aufgesteckt auf dem Instrument oder der Spitze kann dieser Schutz vor Verletzungen bieten
- Zum Verbleib auf dem Instrument oder der Spitze beim PROPHY+ geeignet.