



## GingiKNIT+

Flasche Gr. 1n



Artikelnr.: 22094  
Hersteller: Kerr  
Gewicht: 0.042 kg  
Höhe: 33 mm  
Breite: 111 mm  
Länge: 180 mm

**€ 17,43**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche Größe 1n

GingiKNIT+ besteht aus vielen kleinen absorbierenden Schlaufen, die in einer langen Kette mit einander verstrickt sind.

- Nicht imprägnierter Faden
- Bleibt in situ, selbst wenn man den Faden mit einem Bohrer oder Diamanten touchiert
- Leichtes Einbringen ohne aufspließen, auffasern und reißen. Fäden sind durch einen unterschiedlichen Farbstreifen leicht zu identifizieren
- Flasche mit 183 cm Faden