



## Futar® D Fast

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen



Artikelnr.: 220980  
Hersteller: Kettenbach Dental  
Gewicht: 0.308 kg  
Höhe: 125 mm  
Breite: 62 mm  
Länge: 100 mm

**€ 42,67**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche Bissregistriermaterial, 6 Mischkanülen

Die Futar®-Produktfamilie besteht aus sieben verschiedenen Bissregistriermaterialien auf A-Silikon-Basis zur exakten Aufzeichnung der Okklusionsverhältnisse.

*Futar® D* ist ein spritzbares elastomeres A-Silikon für die Bissregistrierung mit extrahoher Endhärte. Fast set Variante

- Bissregistrierung (ganzer Zahnbogen)
- Beschickung der Bissgabel
- Registrierung (allgemein) Registrierung in der KFO
- Bissregistrierung (Segment)