



Identium® Light

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Light Fast, 8 Mischkanülen



Artikelnr.: 220986
Hersteller: Kettenbach Dental
Gewicht: 0.32 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 60 mm
Länge: 103 mm

€ 51,82

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Abformmaterial Light Fast, 8 Mischkanülen

Identium® verbindet die Vorzüge zweier bewährter Abformmaterialien (A-Silikon und Polyether) und das in perfekter Balance. Die innovative Werkstoffklasse Vinylsiloxanether gibt es als zäh-, mittel- und dünnfließende Viskosität und das in schnell- und normalabbindend für die Monophasen- und Doppelmischabformung. Somit können die wesentlichen Abformtechniken mit einem Material abgedeckt werden.

Identium® Light ist ein dünnfließendes Präzisionsabformmaterial aus Vinylsiloxanether, das aufgrund seiner ausgeprägten Fließfähigkeit auch engste Sulci erfasst und durch die besonders hohe Hydrophilie auch in Extremsituationen zeichnungsscharf abformt.

- Doppelmischabformung
- Unterfütterungsabformung