



Panasil® monophase Medium

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen weiß



Artikelnr.: 220997
Hersteller: Kettenbach Dental
Gewicht: 0.32 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 62 mm
Länge: 103 mm

€ 46,15

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon, 6 Mischkanülen weiß

Präzise ohne Kompromisse, dafür steht Panasil®. Das Sortiment hat für alle Abformtechniken und Indikationen das richtige Produkt. Mit seinen überzeugenden Produkteigenschaften und aufeinander abgestimmten Produktkombinationen gelingen Abformungen auch im feuchten Milieu mit einem außergewöhnlich präzisen Ergebnis. Die Panasil®-Familie bietet dünn-, mittel- und zähfließende sowie knetbare Präzisionsabformmaterialien auf A-Silikon-Basis.

Panasil® monophase Medium ist ein mittelfließendes Monophasenabformmaterial auf A-Silikon-Basis für die Präzisionsabformung. Es ist in der komfortablen 5:1 Großkartusche (380 ml) und in der 50-ml-Kartusche erhältlich und zeichnet sich durch besonders hohe initiale Hydrophilie für Präzision auch in Extremsituationen aus.

- Monophasenabformung
- Fixationsabformung
- Funktionsabformung
- Überabformung
- Doppelmischabformung
- Unterfütterungsabformung