



MicroPearl

Flasche 1.000 ml Monomer Flüssigkeit



Artikelnr.: 221002
Hersteller: Wegold Edelmetalle
Gewicht: 1.04 kg
Höhe: 200 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 134,75

Zzgl. MwSt.

Flasche 1.000 ml Monomer Flüssigkeit

Niedriger Schrumpf, erhöhte Passgenauigkeit und glattere Oberflächen.

MicroPearl ist eine Weiterentwicklung des bekannten Kunststoffes Polymethylmethacrylat. Die verbesserten chemischen und physikalischen Eigenschaften und die Reduzierung des Monomers ergeben einen deutlich niedrigeren Schrumpf an der Prothese. In der Summe der positiven Eigenschaften erhöht es die Passgenauigkeit gerade im basalen Gaumenbereich. Zudem ist die Oberfläche sehr glatt und ist damit sehr leicht zu polieren. Alle Kunststoffe können sowohl in der Gieß-/Stopf- oder Injektionstechnik angewendet werden. Der Kunststoff kann für totale Prothesen, Kombinationstechniken und Unterfütterungen eingesetzt werden.