



## Guttapercha Points

Packung 60 Stück Taper.04 ISO 025



Artikelnr.: 221246  
Hersteller: Bondent  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 46 mm  
Länge: 71 mm



**€ 6,21**  
Zzgl. MwSt.

**Packung 60 Spitzen Taper.04 ISO 025**

Standard-Guttapercha-Spitzen sind schneller und effektiver und werden für eine schnelle Obturation nach der Wurzelkanalaufbereitung verwendet. Diese sind maßhaltig und lassen sich hervorragend mit nicht verzogenem Crimp verarbeiten. Es ist in drei Farben und Formen mit den Spezifikationen 2 %, 4 % und 6 % erhältlich.

- ROTE Form: Große konische 0,06 Kegel
- ROSA Form: Große konische 0,04 Kegel
- WEISSE Form: ISO-Norm 0,02 Kegel.
- Zertifizierung: Klasse IIa, CE, ISO