



Intraorale Latex Ringe

Packung 3.000 Stück schwach, Ø 3,2 mm



Artikelnr.: 221559
Hersteller: Dentaforum
Gewicht: 0.177 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 80 mm
Länge: 170 mm

€ 58,28

Zzgl. MwSt.

Packung 3.000 Ringe schwach, Ø 3,2 mm

Höchste Elastizität und Ermüdungsfreiheit. Die Gummiringe sind entsprechend der Größe und Stärke nach Symbolen sortiert. Jede Type ist dadurch schnell und verwechslungssicher zu identifizieren. Die angegebenen Zugkräfte kommen bei dreifacher Streckung des Innendurchmessers der einzelnen Ringe zur Wirkung.