



Sterican Kanüle

Packung 100 Stück grau, G27 Ø 0,4 x 20 mm



Artikelnr.: 221597
Hersteller: B. Braun
Gewicht: 0.106 kg
Höhe: 91 mm
Breite: 81 mm
Länge: 116 mm

€ 2,23

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen grau, G27 Ø 0,4 x 20 mm

- Einmalkanüle aus nicht rostendem Stahl
- Feindosierte Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen, kompatibel mit Luer-Lock Einmalspritzen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück
- Umfassendes Produktsortiment an Kanülen in verschiedenen Gauge-Größen und Längen
- 3-Facetten-Schliff
- Leichtere Identifikation der Gauge-Größe durch farbcodierten Konus