



Nanofill flow

Spritze 2 g A1



Artikelnr.: 221611
Hersteller: bisico
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 56 mm
Länge: 140 mm

€ 27,02

Zzgl. MwSt.

Spritze 2 g A1

Basierend auf der Nano-Technologie ist *Nanofill flow* ein fließfähiges, lichthärtendes Füllungsmaterial für Kavitäten der Klasse III bis V. Eine optimale Fließfähigkeit, bei gleichzeitig hohem Füllgehalt, geringe Polymerisationsschrumpfung, hohe Abrasionsfestigkeit und Biegefestigkeit, sowie die exakte Farbabstimmung mit Nanofill n zeichnen *Nanofill flow* aus. *Nanofill flow* ist in den folgenden Farbabstufungen nach Vita erhältlich:
A1 / A2 / A3 / A3.5