



Nanofill unique

Packung 20 x 0,3 g Kapsel



Artikelnr.: 221627

Hersteller: bisico

Gewicht: 0.05 kg

Höhe: 20 mm

Breite: 65 mm

Länge: 65 mm

€ 55,90

Zzgl. MwSt.

Packung 20 x 0,3 g Kapsel

Nanofill unique ist wahlweise in einer 4g Spritze oder 20x0,3g Capsules erhältlich.

Vorteile im Überblick:

- Geeignet für direkte Restaurationen, Füllungen der Kavitätenklassen I-V, indirekte Restaurationen (Inlays, Onlays, Veneers)
- Ein Komposit für alle Fälle: Hohe Farbanpassungseigenschaften
- Langlebige Restaurationen dank hervorragender physikalischer Eigenschaften
- Optimale Adaption an die Kavitätenwände
- Höchste Polierbarkeit, perfekter Glanz