



## Flash

Packung 3 Stück 25 mm steril, variabler Taper.04 ISO 020

---



Artikelnr.: 221789  
Hersteller: Bondent  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 50 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 97 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 Feilen 25 mm steril, variabler Taper.04 ISO 020

Endo-Power! Es ist ein leistungsstarkes System mit guter Flexibilität und Schnitteffizienz. Aufgrund des speziellen flachen Designs bietet es eine hervorragende Schmutzentfernung.

- ISO-Farbcodierung
- Kurzer Schaft 11 mm
- Silikonstopfen in der ISO-Farbe der jeweiligen Flash-Instrumentenspitzengröße
- Arbeitslänge 21 mm, 25 mm und 31 mm
- S-Querschnitt - Perfekte Schneidleistung
- Nicht schneidende Spitze - Tipp 6 mm: kein flaches Design, keine blaue Nanobeschichtung
- Minimal-invasiv - Geringe Größe und konisches Design