



## Omni Helix Test Pro

Set 1 Helix Test Pro, 400 Indikatorstreifen

---



Artikelnr.: 221865  
Hersteller: OMNIDENT  
Gewicht: 0.373 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 10 mm  
Länge: 19 mm

**€ 133,41**

*Zzgl. MwSt.*

---

### Set 1 Helix Test Pro, 400 Indikatorstreifen

Der neue *Helix Test pro* Langzeitprüfkörper wurde nach der EN 867-5 für Klasse B Autoklaven gefertigt. Geliefert wird dieser mit 400 Indikatorstreifen. Dank der hochwertigen Materialien ist der Prüfkörper dauerhaft wieder verwendbar. Die Teststreifen samt Dichtring können als Refill (REF 221866) nachbestellt werden. Dieses Testset erfüllt die höchsten Ansprüche an Chargenkontrollsystemen.