



ProBase® Cold

Packung 500 g Beutel pink



Artikelnr.: 22187
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.698 kg
Höhe: 100 mm
Breite: 160 mm
Länge: 300 mm

€ 54,74

Zzgl. MwSt.

Packung 500 g Beutel Pulver pink

Das kalthärtende *ProBase® Cold* zeichnet sich besonders durch hervorragende Fließ- und Modelliereigenschaften aus. Es lässt sich in der Gieß- und Stopftechnik anwenden und ermöglicht durch die hervorragenden Materialeigenschaften stabile Prothesenkörper. Entspricht ISO EN 1567.

Indikation

- Reparaturen
- Teil- und Kombinationsprothetik
- Unterfütterungen
- Totalprothesen

Vorteile

- Bequem anwendbar
- Form- und Farbstabil

Weitere Farben

- Pink-V, geadert
- Pink-V-Implant

- S
- US-L, geadert
- US-P
- Clear