



GC Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Flasche 25 ml Marking Liquid red



Artikelnr.: 221933

Hersteller: GC

Gewicht: 0.065 kg

Höhe: 95 mm

Breite: 38 mm

Länge: 38 mm

€ 21,73

Zzgl. MwSt.

Flasche 25 ml Marking Liquid red

GC Germany präsentiert das neu entwickelte *Initial™ Zirconia Coloring Liquid* System. Ein wasserbasiertes System für die vollständige oder teilweise Einfärbung vorgesinterter Zirkonoxid-Restaurationen. Weißes Zirkonoxid mit dem *Initial™ Zirconia Coloring Liquid* individualisieren. Passen Sie die vorgesinterter Zirkonoxid-Versorgungen an, in dem Sie das *Initial™ Zirconia Coloring Liquid* auftragen. Dies ermöglicht eine zeitsparende, einfache und ästhetische Individualisierung mit Keramik wie z.B. dem Initial IQ ONE SQIN Konzept. Speziell für die GC Initial Zirconia HT-Ronden entwickelt, nutzt das *Initial™ Zirconia Coloring Liquid* seine natürlichen Farbtöne optimal aus. Nutzen Sie die unendliche Vielfalt und übertragen Sie diese auf Ihre Zirkonoxid-Restaurationen. Nach dem Fräsen wird das Liquid einfach auf die monolithische oder anatomisch reduzierte Restauration mit der Pinsel- oder Tauchtechnik aufgetragen. Nach dem Sintern entfalten sich natürlich schöne Farbnuancen, die die Restauration zum Strahlen bringen.