

## O-Star Pro Polymerisationslampe

Stück inkl. Ladestation



Artikelnr.: 221959

Hersteller: DTE

Gewicht: 0.713 kg

Höhe: 80 mm

Breite: 150 mm

Länge: 220 mm

**€ 529,00**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Polymerisationslampe inkl. Ladestation

Kraftvolle O-Star Polymerisationslampe in elegantem Design.

- Ladestation mit Kontrollfunktion der Lichtleistung
- 360° drehbarer Kopf
- 24 blaue und 5 lila LED
- 100 Einweghülsen
- Lichtschuttschirm
- 11 Arbeitsmodi: u.a. Normal, High, Turbo, Ortho, Soft, Pulse, Check-Mode, Aushärtung bei sehr niedriger

Temperaturentwicklung (Stroboskopeffekt) , automatische Abschaltung

- 10W LED mit bis zu 3.000 mW/cm<sup>2</sup>
- Wellenlänge 385-515nm
- 108 gr Gewicht
- Batteriekapazität: 2000mAh, 10s Aushärtung mindestens 1000 Anwendungen bei voller Ladung
- Farbe metal grey