



## Suavel® Sensima

Box 50 Stück weiß, zum Binden



Artikelnr.: 222023  
Hersteller: Meditrade  
Gewicht: 0.231 kg  
Höhe: 145 mm  
Breite: 122 mm  
Länge: 197 mm

**€ 7,46**

*Zzgl. MwSt.*

**Box** 50 OP-Masken weiß, zum Binden

*Suavel® Sensima* - Die OP-Maske für Allergiker.

Ideal für Allergiker und sensible Anwender. Für Standard- und Langzeitanwendungen und sämtliche Anwendungen im OP- sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten. Auch bei längerem Einsatz hoher Tragekomfort gewährleistet.

- Hypoallergen
- OP-Maske nach EN 14683, Typ II für sensible Anwender
- Bakterienfiltereffizienz > 98 %
- 3-lagig, weiße Außenseite
- Zum Binden
- Extralange Bänder
- Für den Einmalgebrauch