



Oranwash L

Tube 140 ml Orangenaroma



Artikelnr.: 222029
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 0.22 kg
Höhe: 65 mm
Breite: 43 mm
Länge: 178 mm

€ 9,35

Zzgl. MwSt.

Tube 140 ml Silikon Orangenaroma

Oranwash L ist das dünnfließende Korrekturmateriale für die Anwendung von C-Silikon bei der Hauptabformung. Es ist hydrokompatibel und reißfest und besitzt zudem ein angenehmes Orangenaroma.

- C-Silikon für die Korrekturabformung
- Hydrokompatibel
- Biokompatibel
- Orangenaroma
- Shore-Härte: 30 A
- Hohe Reißfestigkeit
- Gluten- und laktosefrei