



Occlufast CAD

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche



Artikelnr.: 222036
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 0.295 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 98 mm
Länge: 53 mm

€ 31,94

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon

Occlufast CAD ist scannbar und besitzt eine bei der Bissnahme nicht spürbare Konsistenz. Der Patient kann natürlich zubeißen, was die Wahrscheinlichkeit einer Verschiebung des Unterkiefers aufgrund einer unnatürlichen Okklusion verringert. Die Thixotropie lässt das Material nicht verlaufen, sondern leicht über die Okklusionsfläche fließen. Die Dimensionsstabilität für bis zu 7 Tagen ermöglicht die Beibehaltung der Genauigkeit der Bissregistrierung.

- Scannbares A-Silikon-Bissregistrat
- Endhärte (95 Shore A)
- Scannbares Bissregistrat
- Nicht spürbare Konsistenz
- Dimensionsstabil für bis zu 7 Tage
- Grüne Mischkanülen