



Elite HD+ Putty Soft

Packung 2 x 450 ml Dose Katalysator, 2 x 450 ml Dose Base, orange, schnellabbindend



Artikelnr.: 222042
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 3.295 kg
Höhe: 180 mm
Breite: 110 mm
Länge: 217 mm

€ 127,94

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 450 ml Dose Katalysator, 2 x 450 ml Dose Base, orange, schnellabbindend

Elite HD+ ist ein A-Silikon, das die Vorteile aus Hydrokompatibilität und Thixotropie, Reißfestigkeit und elastischem Rückstellvermögen vereint - für einen präzisen Abdruck. Elite HD+ Putty besitzt eine Härte von 60 ± 2 Shore A sowie eine hohe Dimensionsstabilität bis zu 15 Tagen. Es bietet zudem einen visuellen Komfort durch den Farbkontrast der unterschiedlichen Viskositäten.

- A-Silikon-Basismaterial für die manuelle Anmischung
- Hydrokompatibel
- Hohe Rückstellfähigkeit
- Dimensionsstabilität bis zu 15 Tagen
- Biokompatibel
- Thixotrop
- Härte (Shore A): 60 ± 2