



## Elite HD+ Regular Body Normal

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Regular



Artikelnr.: 222043  
Hersteller: Zhermack  
Gewicht: 0.28 kg  
Höhe: 125 mm  
Breite: 53 mm  
Länge: 98 mm

**€ 29,39**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon Regular

Elite HD+ Regular Body ist das mittelfließende Material aus der Elite HD+ Linie und wird als Korrekturmasse sowie für Unterfütterungsabformungen verwendet. Elite HD+ ist ein A-Silikon, das die Vorteile aus Hydrokompatibilität und Thixotropie, Reißfestigkeit und elastischem Rückstellvermögen vereint - für einen präzisen Abdruck. Es bietet zudem einen visuellen Komfort durch den Farbkontrast der unterschiedlichen Viskositäten.

- A-Silikon-Korrekturmaterial
- Mittelfließend
- Thixotrop
- Hydrokompatibel
- Hohe Rückstellfähigkeit
- Dimensionsstabilität bis zu 15 Tagen
- Härte (Shore A):  $45 \pm 2$