



RECIPROC® Papierspitzen

Packung 144 Stück ISO 025



Artikelnr.: 22205
Hersteller: VDW
Gewicht: 0.042 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 22 mm
Länge: 137 mm

€ 16,17

Zzgl. MwSt.

Packung 144 Papierspitzen ISO 025

Das RECIPROC® System bietet entsprechend den Instrumentengrößen R25, R40 und R50 stark saugfähige, vorsterilisierte *RECIPROC® Papierspitzen*. Für eine einfache Handhabung sind jeweils vier Papierspitzen separat in Blisterzellen verpackt. Die sterilen Papierspitzen helfen, eine Rekontamination eines bereits gereinigten und desinfizierten Wurzelkanals zu verhindern. Farbcodierung, sowie Tiefenmarkierung bei 18, 20 und 22 mm.